

测量 ■ 绘制图表 ■ 数据分析 ■ 存储

microFET2™ microFET2®手持无线肌力测试仪人体工学贴合手掌设计, MicroFET 无线传输技术极大的提高了临床测试过程中的自由性与易用性。

microFET2® 是一款精准的, 便携的肌力评估测力计, 专门设计用于进行客观、可靠和可量化的肌力测试。microFET2® 可以独立使用或者配合软件一起使用, 配有无无线传输技术方便使用者及被测试人员在测试期间自由移动。

microFET2® 被设计成一个可以独立使用的肌力测试仪, 然而它也可以通过Hoggan的可选测试软件用于增强评估和记录能力有助于神经肌肉疾病的诊断、预后和治疗。




功能特点

- 人体工学贴合手掌携带式设计
- 两块LCD显示屏幕, 峰值力显示; 持续时间(秒)显示
- 最大测力范围: 136公斤/1320牛/300磅力
- 测量精度小于读数的1%
- 阈值设置切换: 常规测试模式及弱患模式
- 三款测试压头
- 可选配临床测试软件或数据采集软件无线记录传输数据
- 存储30个最近测量数据
- 可充电锂离子电池
- 三分钟后自动激活“睡眠”模式以延长电池寿命
- 重量小于500克




肘关节：屈伸肌力测试

肘关节测试



腕关节的屈/伸 外展/内收肌力测试

腕关节测试




髋关节：屈/伸 内收/外展 旋内/旋外 肌力测试

髋关节测试




膝关节：屈曲/伸展 旋外/旋内肌力测试

膝关节测试



踝足：足背屈/跖屈 外展/内收肌力测试

踝关节测试



可用于肩部：旋内/旋外 前曲/后伸 外展/内收的肌力测试

肩关节测试



无限数据传输功能



临床应用软件/数据采集软件



标准配置

订购信息

货号	描述
5021	MicroFET2肌力测试仪
5021-C	MicroFET2肌力测试仪无线蓝牙接收器和临床软件
5021-FDC	MicroFET2肌力测试仪无线蓝牙接收器和数据采集软件
SW-C	临床软件包（包括蓝牙接收器）
SW-FDC	数据采集软件包（包括蓝牙接收器）

标准配置

- 肌力测试仪主机
- 附件三个：平面压头，弧面压头，指头压头
- 英文操作说明书
- 出厂校准证书
- 电源适配器，充电电池
- 无线传输功能，临床软件或数据采集软件（选配）
- 肌力测试位置挂图和测试记录表格可从网站下载打印